

产品使用说明书

总外泌体捕获和定量试剂盒

人血清

Total Exosome Capture & Quantification Kit

For Human Serum

Cat#RGEXOS96-1

辽宁润基生物科技有限公司

Liaoning Rengen Biosciences Co.,Ltd

Version2.0

01/01/2020

目录

保存和应用	2
产品介绍	3
试剂盒组成和说明	4
操作方法	6
数据分析	8
性能分析	9
相关产品信息	10
常见问题	11
技术支持	12

保存与应用

【保存条件】

本试剂盒低温下运输,收到后请按照**试剂盒不同成分分别保存**,保存期一年,一旦开封使用后,可保存一个月。使用前请详细阅读说明书。

【应用范围】

- 1、不需要样品纯化, 100μL/孔可直接检测。
- 2、可用来相对和绝对定量样本中外泌体数量。
- 3、适用于病理条件下,非侵入检测样本中多种生物标志物表达。
- 4、本产品只用于科学研究,不能用于临床诊断。

产品介绍

外泌体(Exosome)是由不同细胞分泌的直径 30-150nm 的胞外膜性囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)。外泌体普遍存在于多种体液中,包含亲代细胞的多种遗传信息,其内容物丰富,包括蛋白质、脂质和核酸等,外泌体的组成和数量直接反映母细胞的状态,尤其是肿瘤细胞分泌的外泌体,不仅含有肿瘤细胞的特征(如 DNA 突变、microRNA 的异常表达和肿瘤相关抗原的表达等),并且还可以进入血液循环。因此,可以作为除了循环肿瘤细胞(CTCs)外的液体活检的另一种选择。

总外泌体捕获和定量试剂盒,可以定量或定性检测不同生物标本的外泌体,不仅适合于细胞培养上清,同时也适合于各种体液,如血清、血浆、尿液、唾液等,为后续外泌体蛋白质或核酸分析提供基础。本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术,特异性抗人总外泌体相关抗原的单克隆抗体(捕获抗体)包被酶标板上,可直接捕获样品和标准品中外泌体,然后加入Biotin标记的检测抗体,洗涤去除未结合的物质后,加入辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素(Streptavidin-HRP),洗涤后,加入显色底物TMB,避光显色。颜色反应深浅与样本中外泌体相关抗原的浓度成正比,与外泌体的数量成正比。加入终止液终止反应,在450nm波长测定吸光度值,通过标准曲线可测定样本中外泌体的浓度。

【注意事项】

- 1. 本试剂盒只用于科学研究,不能用于临床诊断。
- 2. 在本试剂盒标记的有效期内使用,试剂不能与其它批号的试剂或其它来源的试剂混合使用。
- 3. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温(15-25℃)平衡 15-30 分钟后方可使用。
- 4. 洗涤液为浓缩液(10×),使用时根据用量,用蒸馏水或去离子水稀释成 1×工作液。浓缩洗涤液可能会有结晶析出,稀释前需在水浴(37℃)中完全溶解,混匀。所有试剂在使用前需要混匀。
- 5.在每次样本测定时要同时做标准曲线,如果待测物质含量过高(样本 OD 值大于标准品孔第一孔的 OD 值),用样品稀释液稀释一定倍数后重新测定,最后计

算外泌体浓度时乘以总稀释倍数。

6.检测抗体用样本稀释液稀释 **500** 倍, HRP 标记的链霉亲和素用样本稀释液稀释 **1000** 倍。

7.将标准曲线中最高浓度样品作为阳性对照,阴性对照为样本稀释液,空白对照为 1xPBS。

试剂盒组成和说明

包装规格:96人份/盒标本类型:人血清

产品组成 Cat# RGEXOS96-1	容量	保存条件
样本稀释液(Sample Dilution Buffer)	30mL	2-8°C
10×洗涤液(Washing Buffer,10×)	50mL	2-8°C
显色底物 A 液(Substrate Solutions A)	6mL	2-8°C
显色底物 B 液(Substrate Solutions B)	6mL	2-8°C
终止液(Stop Solution)	6mL	2-8°C
预包被酶标板(Pre-coated Immunoplate)	8×12 孔	RT
外泌体标准品(Exosome Standard)	1 瓶/(1.5×10 ¹¹)	2-8°C
检测抗体(Detection Antibody Biotin Conjugated)	22μL	2-8°C
HRP 标记的链霉亲和素(Streptavidin HRP Conjugated)	12μL	2-8°C
封板膜(Sealing Film)	2 张	RT

【需准备的其它试剂和设备】

- 1、去离子水。
- 2、配试剂用的离心管、试管和量筒等。
- 3、移液器及枪头。
- 4、酶标仪和温度培养箱(37℃)。

操作方法




图 1 简单操作流程图

一、外泌体捕获

1.样本预处理

冻存血清样品,室温或25℃水浴解冻,待完全融化后置于冰上。

新鲜全血样品,用无热原、无内毒素的试管或离心管采集血液标本后,将试管或离心管室温放置 2 小时或 4℃过夜,血清析出,转移血清至新管中。可将血清分装多份,-20℃或-80℃保存,避免反复冻融,避免使用溶血或高血脂的标本。


待测的血清样品置于冰上,12,000×g,4℃离心10min,去除细胞或细胞碎片,离心后将上清吸入新管中。

2. 标准品预处理

标准品用 1mL 去离子水溶解,移液器反复吹打 10-15 次,震荡混匀,外泌体浓度为 1.5×10¹¹ 颗粒数/mL,最后将标准品用样本稀释液做倍比稀释。

注意:标准品一旦复溶,可分装保存,-20℃存放三个月,-80℃存放六个月

第 1 管至第 5 管,均先加入 150ul 的样本稀释液,第 1 管中加入标准品稀释原液 150ul,混匀,即标准品被稀释 1/2,从第 1 管吸取 150ul 样品加入到第 2 管中,混匀,标准品被稀释 1/4,依此类推,具体如下图。



注意:稀释时从高浓度到低浓度,加样时从低浓度到高浓度加样,可不换枪头。

3. 外泌体捕获

标准品和检测样本处理后,分别加入酶标板孔,每孔加入 100μL,用封板膜 封板,37℃孵育 2h。

二、外泌体定量

4.检测外泌体

洗涤:小心揭掉封板膜,弃掉液体,在吸水纸上拍干,每孔加入300μL1×洗涤液,静置1min,弃掉液体,在吸水纸上拍干,重复3次。

加液: 检测抗体用样本稀释液稀释 500 倍,每孔加入 100 μL,封板。

温育: 37℃孵育 1.5 个小时;

洗涤:小心揭掉封板膜,弃掉液体,在吸水纸上拍干,每孔加入300μL1×洗涤液,静置1min,弃掉液体,在吸水纸上拍干,重复3次。

加液: HRP 标记的链霉亲和素用样本稀释液稀释 1000 倍,每孔加入 100μL, 封板。

温育: 37℃避光孵育 30min。

5.底物显色

洗涤: 弃掉液体后在吸水纸上拍干,每孔加入 300μL 1×洗涤液,静置 1min,彻底弃掉液体后在吸水纸上拍干,重复 5 次。

显色:每孔先加入显色剂 A 50 μ1,再加入显色剂 B 50 μ1,轻轻震荡混匀,不封板,37℃避光孵育显色 3-5min,取出后在白色背景下,肉眼观察孔内蓝色的出现,在一定范围内,孔内蓝色的深浅,与捕获的外泌体浓度呈正相关,即外泌体浓度越高,颜色越深。

6.读板

终止:每孔加终止液 50 µ1,终止反应,颜色由蓝色变为黄色,在酶标仪上读取 450nm 处各孔的吸光度值(OD值)。

注意: 加终止液时, 要避免气泡产生而引起的假阳性。

三、数据结果分析

ELISA 的测定结果可分为两种:定性测定和定量测定。前者只需确定阴性或阳性既可;后者则需要得出具体的数值。在定量测定中,用梯度稀释的标准品做标准曲线,将对应的 OD450 值减去阴性对照的 OD450 值作为横坐标,将外泌体浓度作为纵坐标,生成标准曲线,得到标准曲线方程 y=ax+b,将所测样本的 OD450 值带入标准曲线方程后,计算得到检测样品中外泌体浓度,即 y 的值。

注意:样品的 OD450 值需落在标准曲线范围内。如果样品的 OD450 值超出标准曲线范围,需将样品稀释后检测。

数据示例:每次检测,每块酶标板都必须同时制作标准曲线,下面的标准曲线仅作为示例参考。

表 1 标准品梯度稀释后测得数据结果

	X(OD.450nm)	Y(外泌体颗粒数/ml)	稀释比例
A	1.766	7.50E+10	1:2
В	1.162	3.75E+10	1:4
С	0.959	1.88E+10	1:8
D	0.597	9.38E+09	1:16
Е	0.353	4.69E+09	1:32




图 2 血清来源外泌体标准曲线

四、试剂盒的性能

1、准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数 R 值≥0.94。

2、灵敏度: 本试剂盒可检测到的外泌体最低浓度 1×109颗粒数/mL。

3、特异性:不与脂颗粒、蛋白污染物等交叉反应。

4、重复性: 板内变异系数 CV<10%; 板间变异系数 CV<13%。

相关产品信息

相关产品	目录号
外边体担取过刻会(如注/血收)	EXORG50A-1/
外泌体提取试剂盒(血清/血浆) 	EXORG30A-1
外泌体浓缩试剂盒(细胞培养上清/尿液)	EXOCon10-10/
クト20 P 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	EXOCon40-10
外泌体 DNA 分离试剂盒	EXODNA50C-1/
介化件 DNA 万 两 枫用鱼	EXODNA30C-1
外泌体 RNA 分离试剂盒	EXORNA50C-1/
	EXORNA30C-1
DiO-Membrane Exosome Labeling & Purification Kit (green)	EXOPDiO10-1/
	EXOPDiO20-1
Dil Maushana Evasama I ahalina & Danifastian Vit (and)	EXOPDiI10-1/
DiI-Membrane Exosome Labeling & Purification Kit (red)	EXOPDiI20-1
DiR-Membrane Exosome Labeling & Purification Kit (red)	EXOPDiR10-1/
Dik-iviemorane Exosome Labering & Furnication Kit (red)	EXOPDiR20-1
PKH67-Membrane Exosome Labeling & Purification Kit (green)	EXOPPKH67-10/
	EXOPPKH67-20
外泌体 Markers 检测试剂盒(Western Blot)	EXOWBxx-5
外泌体捕获和定量试剂盒(ELISA)	RGEXOx96-1
外泌体捕获和分离试剂盒 (磁珠抗体捕获)	EXOMCUxx-10/
	EXOMSPxx-10/

常见问题

Q1: 显色浅,灵敏度低?

解决方法:

试剂盒(包括未用完的板条及其他组分)保藏条件不正确;试剂盒使用时已超出有效期;孵育时间和孵育条件不够等原因都会影响检测结果,试剂盒内所有组分

都应该 4℃保存,未使用完的板条要密封保存。严格按照说明书操作,过期的试 剂盒不可以使用,试剂开启后尽可能在短时间内用完。

Q2:高背景甚至花板?

解决方法:

- 1.室温过高,可能会导致实验结果偏高,如果发现所有的实验孔的读数均偏高, 尽可能将其稳定在 15-20℃左右。
- 2.酶标板孔内因清洗不彻底,而导致有酶或底物残留,同样会产生高背景。按说明书对 ELISA 酶标板进行清洗,不任意减少洗板液的体积以及洗板次数,可适当延长清洗液浸泡孔的时间。
- 3.加样或加酶时导致了阴性孔的污染。此时需要及时更换吸头以避免造成污染。
- 4.试剂过期或被污染。实验操作过程中不要使用过期试剂,并防止组分污染。如使用容器时,应注意容器的清洁。

O3: 检测重复性不好?

解决方法:

- 1.加样量多少不一,操作时间长短不一。重复同一样本时,加样量与加样时间理应相同,同时也应注意移液器的校准。加样后可轻微晃动酶标板使反应液充分混合。
- 2.样本应保证一致、无污染,并应该由同一名操作人员进行操作。

Q4: 白板?

解决方法:

试剂酶复合物或显色液没加、错加或失效污染,都会导致白板,要严格按说明书操作,注意试剂的保存,防止污染,按顺序加液。

技术支持

关于查看详细产品信息和下载相关资料请登陆: http://www.rengenbio.com 同时可通过电话或 Email 接触技术支持。

公司: 辽宁润基生物科技有限公司

地址: 辽宁省沈阳市经济技术开发区十三号路 77 号联东 U 谷 20 号楼

邮编: 110027

电话: 024-31086590

传真: 024-31086589

邮箱:公司信息 info@rengenbio.com

技术支持 support@rengenbio.com

产品订购 order@rengenbio.com



微信公众号



外泌体研究交流群